

## Zen-O™

## Der neue transportable Sauerstoffkonzentrator



Zen-O™ mit Tasche und Transportcaddy

## Einfach – tragbar – unabhängig

Der Zen-O™ versorgt den Patienten mit Sauerstoff – zu Hause und unterwegs.

## Vorteile

- Zen-O™ kann bis zu zwei 12-Zellen-Batterien aufnehmen
- Konstante und impulsgesteuerte Sauerstoffabgabe
- Unkomplizierte Bedienung
- Filter können einfach selbst gewechselt werden

## Material-Nr. 930016713

## Technische Daten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Sauerstoffkonzentration    | 87–96 %   |
| Einstellungen              | Einstellbar in 0,5-er Stufen von 1,0 bis 6,0 im atemzuggesteuerten Modus und von 0,5 bis 2,0 im Konstantflow-Modus          |
| Betriebsgeräusch           | < 38 dB(A)  |
| Betriebsspannung           | 100–240 V AC (+/- 10 %) 50–60 Hz  |
| Akkuleistung im Impulsflow | 1 × 12-Zellen-Akku: bis zu 4 h (bei 18 Atemzügen/min)<br>2 × 12-Zellen-Akku: bis zu 8 h (bei 18 Atemzügen/min)              |
| Gewicht                    | 4,6 kg (ohne Tragevorrichtung oder Wagen, inkl. einem Akku)   |
| Grösse (H×B×T)             | 31,3×21,2×16,8 cm   |
| Akustische/optische Alarme | Bei geringer Akkuleistung, fehlender Atmungserkennung, wenn eine Wartung nötig ist und bei geringer Sauerstoffkonzentration |
| Garantie                   | 3 Jahre auf den Konzentrator, 1 Jahr auf den Akku oder bis zu 15 000 Betriebsstunden  |